### **DynaArm®**

品牌: DynaArm 型号: RASP 原产地: 美国

# 里弗米德躯体感觉表现评估套件



里弗米德躯体感觉表现评估套件(Rivermead Assessment of Somatosensory Performance,简称RASP)可以对尖钝辨别觉、皮肤表面压力触觉、 皮肤表面定位觉、双侧同时触压辨别觉(感觉消失)、两点辨别觉、冷热温度辨别觉、本体感觉运动、本体感觉方向等8种躯体感觉进行评估,提供准确、可靠和全面 的表现测量结果,适用于脑卒中、多发性硬化症、头部损伤和脊髓损伤等患者进行综合躯体感觉评估。是现代化康复中心的必备设备。

## 技术参数

- 0 评估类别数量: 8种, 包含尖钝辨别觉、皮肤表面压力触觉、皮肤表面定 位觉、双侧同时触压辨别觉、两点辨别觉、冷热温度辨别觉、本体感觉运动、本 体感觉方向
- 0 尖钝辨别觉测试笔包含笔头: 尖头、钝头
- 0 尖钝辨别觉测试笔尖头测试力量: 40g
- $\circ$ 尖钝辨别觉测试笔钝头测试力量: 40g
- $\circ$ 尖钝辨别觉测试笔是否带力量指示点:带有
- $\circ$ 皮肤表面压力触觉测试笔力量规格:15g
- $\circ$ 双侧同步触压辨别觉测试笔力量规格: 60g
- 0 温度测试棒测试单位:双刻度,°C/°F
- $\circ$ 温度测试棒测温范围: 0℃ - 100℃
- 0 热温度觉测试范围: 44℃ - 49℃
- 0 冷温度觉测试范围:6℃-10℃
- 适用患者: 脑卒中、多发性硬化症、头部损伤和脊髓损伤





#### 标准配置

- ☑ 尖辨别觉测试笔 (Neuropen) 1支
- ☑ 钝辨别觉测试笔 (Neuropen) 1支
- ☑ 备用尖钝辨别觉测试头 (Neurotips) 50个
- $\checkmark$ 皮肤表面压力触觉测试笔 1支
- $\checkmark$ 双侧同步触压辨别觉测试笔 2支
- $\checkmark$ 两点辨别觉测试盘 1个
- $\square$ 冷热温度辨别觉测试杯 2个
- $\checkmark$ 温度测试棒 (含温度刻度盘) 4根
- abla失语症患者辅助卡 7张
- $\checkmark$ 中文计分量表 4本
- ☑ 中文说明书 1本
- ☑ 便携箱 1个

#### 选配

- 国产制冰机 1台
- 国产电水壶 1个

#### 经销商:

#### 贵州三易医疗器械有限公司

地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101大厦A座2220室

电话: 0851-84582800 / 18685016877

网址: www.sannyi.com 电邮: ks@sannyi.com

