

范李肖特四肢瘫痪手功能测试套件

Van Lishout hand function test for Tetraplegia (VLT)

1994年, 荷兰霍恩斯布鲁克康复中心 (Hoensbroeck Rehabilitation Centre) 开始以定性的方式对四肢瘫痪手功能制定评估方案。目的是评估所有经保守治疗和手术治疗的四肢瘫痪症状。多年来, 手外科医护人员一直与海伦的阿特力姆医院 (Atrium Hospital in Heerlen) 合作进行。该方案经历了许多变化, 最终产生了**VLT**: 范李肖特四肢瘫痪手功能测试 (Van Lishout hand function test for Tetraplegia)。

范李肖特四肢瘫痪手功能测试与普通的手工能测试截然不同。我们的作业治疗师评估了许多的手工能测试方法, 以便于制定康复计划和治疗方案, 但是在最初阶段没有找到任何合适的方法。即使是定量性的抓放测试法 (Grasp & Release Test) 也不能满足该需求 (该方法主要开发用于C5/C6级别的四肢截瘫)。VLT测试法能够综合评估四肢截瘫患者的手臂和手部功能, 但不是通过纯粹的手部功能测试, 而是基于日常活动任务进行测试。

技术参数

- 电动升降桌尺寸: 1200*900mm
- 电动升降桌升降范围: 680~1180mm
- 电动升降桌电机: 双同步电机
- 操作模板印刷: 亚克力背印
- 测试任务: 19项, 含轮椅推进、转移、坐姿双手支撑起、双臂的稳定、弧形运动、前探、下探、上探、重量辨别觉、拇指闭合、拇指展开、拇指抓握、拇指力量、手指闭合、手指展开、手指力量、握笔、点燃火柴、打开瓶盖
- 肩关节运动弧架水平宽度: 882mm
- 肩关节运动弧架顶点高度: 750mm
- 抓握玻璃瓶直径: 54mm
- 抓握玻璃瓶高度: 204mm
- 下探玻璃饮料瓶放置框孔位: 12个
- 下探玻璃饮料瓶放置框尺寸: 293*216*82mm
- 下探玻璃饮料瓶重量: 437.5g
- 高处置物架高度: 50厘米
- 重量辨别觉测试圆柱体五件套重量: 60克、90克、130克、180克、240克
- 重量辨别觉测试软垫尺寸: 502*302*30mm
- 大号陀螺圆柱体直径: 43mm
- 小号陀螺圆柱体直径: 30mm
- 测试硬币直径: 23mm
- 测试硬币厚度: 2.3mm
- 直手柄倒水杯杯底直径: 110mm
- 直手柄倒水杯高度: 186mm
- 接水玻璃杯杯底直径: 66mm
- 接水玻璃杯高度: 135mm
- 擦拭毛巾: 100%纯棉
- 大号空罐子直径: 100mm
- 大号空罐子高度: 118mm
- 小号空罐子直径: 75mm
- 小号空罐子高度: 118mm
- 书写夹材质及规格: 铝制, A4
- 未开盖皇冠饮料瓶瓶身直径: 57mm
- 未开盖皇冠饮料瓶瓶身高度: 202mm
- 开瓶器材质: 不锈钢



专业版标准配置

- ☑ 测试专用电动升降桌 1张
- ☑ 测试轮椅 1把
- ☑ 测试模板垫 1张
- ☑ 测试模板固定夹 4个
- ☑ 测试任务1问题描述卡 1张
- ☑ 测试任务2问题描述卡 1张
- ☑ 肩关节运动弧架 1个
- ☑ 肩关节运动弧架G形固定夹 2个
- ☑ 抓握玻璃瓶 1个
- ☑ VLT测试专业鼠标垫 1个
- ☑ 下探玻璃饮料瓶放置框 1个
- ☑ 下探玻璃饮料瓶 12个
- ☑ 高处置物架 1个
- ☑ 重量辨别觉测试圆柱体五件套 1套 (含60克、90克、130克、180克、240克重量辨别觉测试圆柱体各1个)
- ☑ 重量辨别觉测试软垫 1个
- ☑ 大号陀螺圆柱体 1个
- ☑ 小号陀螺圆柱体 1个
- ☑ 医用胶带 1个
- ☑ 测试硬币 2个
- ☑ 测试任务12硬币拾放模式图 1张
- ☑ 直手柄倒水杯 1个
- ☑ 接水玻璃杯 1个
- ☑ 擦拭毛巾 1张
- ☑ 大号空罐子 1个
- ☑ 小号空罐子 1个
- ☑ 书写夹 1个
- ☑ 书写本 1本
- ☑ 书写笔 1支
- ☑ 火柴盒 1盒
- ☑ 未开盖皇冠饮料瓶 12个
- ☑ 开瓶器 1个
- ☑ 计时秒表 1个
- ☑ 说明书 1本
- ☑ 临床版计分表 1本
- ☑ 研究版计分表 1本
- ☑ 便携箱 1个

经销商:

贵州三易医疗器械有限公司

地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101大厦A座2220室

电话: 0851-84582800 / 18685016877

网址: www.sannyi.com 电邮: ks@sannyi.com