

脊髓损伤上肢能力测试套件

脊髓损伤上肢能力测试 (**Capabilities of Upper Extremity Test**, 简称**CUE-T**), 是一种专门用于脊髓损伤 (**Spinal Cord Injury, SCI**) 后上肢能力评定的测试方法, 它基于上肢能力问卷 (**Capabilities of Upper Extremity Questionnaire, CUE-Q**) 进行设计。该测试一共包括19个测试项目, 可以对上肢的单侧、双侧、近端和远端能力进行综合性测试。CUE-T型脊髓损伤上肢能力测试套件采用标准化设计, 带有标准化操作模板, 能极大提高测试的速度和可重复性, 带有便携箱, 广泛应用于临床和科研场景。



技术参数

- 测试领域: 脊髓损伤后手功能测试
- 测试年龄范围: 6岁以上
- 测试项目: 19项
- 电动升降桌尺寸: 1180*790mm
- 电动升降桌升降范围: 600~1250mm
- 电动升降桌电机: 双同步电机
- 操作模板印刷: 亚克力背印
- 计时秒表精度: 0.01秒
- 座椅规格: 坐高45厘米, 材质为实木, 直立靠背无扶手
- 导轨标志杆测试台材质: 铝制
- 导轨标志杆调节范围: 最大80厘米
- 圆形触摸目标物: 直径90mm
- 地面目标物规格: 防滑硅胶, 直径40mm
- 人体测量软尺最大测量范围: 1520mm
- 半程标签贴规格: 自粘式
- 双臂上举包孔位: 3孔带安全魔术贴
- 标准砝码规格: 0.5公斤、1公斤、2公斤
- 四向不锈钢活动度刻度盘: 0° - 90° - 0° - 90度, 最小精度: 1°
- 数码握力计测量范围: 0-90公斤, 精度0.1公斤
- 侧捏卡片规格: 80*50*1mm
- 数码握力计规格: 量程0-45公斤, 精度0.1公斤, 五位数式设计
- 推拉重物测试器规格: 铝制, 对称式6槽位
- 广口瓶规格: 透明塑料材质, 抓握直径120mm, 高度90mm
- 操作色子规格: 16mm
- 铅笔操作台规格: 铝制, 带提手, 斜孔角度60°
- 铅笔规格: 长度187mm, 直径7.2mm
- 操作双色塑料片规格: 蓝红双手, 规格25*2.8mm
- 食指伸展拨号器: 机械式, 最大显示位数10位
- 便携箱规格: 575*421*287mm, 带有定制EVA槽位



标准配置

- 电动升降桌 1张
- 标准化座椅 1把
- 操作模板 1张
- 导轨标志杆测试台 1个
- 导轨滑块 2个
- 内六角扳手 1把
- 圆形触摸目标物 1个
- 地面目标物 1个
- 人体测量软尺 1把
- 半程标签贴 1包
- 双臂上举包 1个
- 胸部绑带 1条
- 0.5公斤标准砝码 2个
- 1公斤标准砝码 1个
- 2公斤标准砝码 1个
- 轮椅刹车块 4块
- 四向不锈钢活动度刻度盘 1个
- 活动度指示夹 2个
- 手臂支撑托 1个
- 腕关节绑带 1根
- 数码握力计 1个
- 侧捏卡片 5张
- 数码握力计 1个
- 推拉重物测试器 1个
- 箭头指针标签 1个
- 手指固定带 1根
- 广口瓶 1个
- 操作色子 5个
- 铅笔操作台 1个
- 操作铅笔 6支
- 操作双色塑料片 5个
- 食指伸展拨号器 1个
- 食指伸展拨号操作卡片 2张
- 食指伸展拨号练习卡片 1张
- 实体键手机 1个
- 拇指屈曲拨号操作卡片 2张
- 拇指屈曲拨号练习卡片 1张
- 卡片放置架 1个
- 计时秒表 1个
- 计分表 1份
- 记录笔 1支
- 配件盒 1个
- 说明书 1本
- 便携箱 1个



经销商:

贵州三易医疗器械有限公司

地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101大厦A座2220室

电话: 0851-84582800 / 18685016877

网址: www.sannyi.com 电邮: ks@sannyi.com