



索勒曼手功能测试套件

索勒曼手功能测试 (Sollerman Hand Function Test, 简称SHFT) 涵盖开耶鲁锁、将硬币放入钱包、锁上并拉开拉链、从钱包掏出硬币、障碍积木、障碍熨斗、拧螺丝、上螺母、拧开盖子、上扣子、切培乐多彩泥、套弹力管状绷带、书写名字、折叠纸放信封、回形针夹信封、接电话、外旋拧门把手、果汁盒倒水、水壶倒水、茶杯倒水等20个项目, 这些测试项目紧密与日常生活 (ADL) 的捏、握功能紧密相关, 具有较高的信度和效度。广泛应用与手外科手术术后的手功能评定、四肢瘫痪手功能评定以及上肢功能评定。

DN9805型索勒曼手功能测试套件严格按照索勒曼手功能测试的要求进行设计, 并革命性的采用了铝制测试台架, 极大地提高了测试速度。是进行索勒曼手功能测试的理想套件。

技术参数

- 测试台架材质: 铝制
- 耶鲁锁材质: 金属
- 耶鲁锁芯及门把手高度: 30厘米
- 测试硬币直径规格: 19.05mm、21.21mm、26.49mm、30.61mm
- 钱包拉锁规格: 2种
- 钱包高度: 20厘米
- 积木材质: 松木
- 积木规格: 10cm³、7.5cm³
- 熨斗重量: 3公斤
- 障碍跨越高度: 5厘米
- 弹簧材质: 弹簧钢
- 螺母规格: M12、M10、M8、M6
- 带盖罐体设计: 嵌入式
- 大号罐体盖直径: 100mm
- 小号罐体盖直径: 75mm
- 扣子规格: 1.5cm、2.0cm、2.5cm和3.0cm
- 彩泥规格: 培乐多盒装2盎司
- 刀叉和切刀材质: 不锈钢
- 切彩泥盘子规格: 21*12.5*2.5cm
- 弹力管状绷带长度: 约12厘米
- 书写夹板规格: A4
- 信封规格: C6
- 回形针规格: 1英寸、2英寸
- 电话手柄设计: 横握式
- 普利包果汁盒规格: 11.5*7.5*18.0cm
- 普利包果汁盒容量: 1000ml
- 带手柄水壶材质: 亚克力塑料
- 茶杯规格: 带刻度200ml
- 涵盖测试动作: 20种, 包括开耶鲁锁、将硬币放入钱包、锁上并拉开拉链、从钱包掏出硬币、障碍积木、障碍熨斗、拧螺丝、上螺母、拧开盖子、上扣子、切培乐多彩泥、套弹力管状绷带、书写名字、折叠纸放信封、回形针夹信封、接电话、外旋拧门把手、果汁盒倒水、水壶倒水、茶杯倒水
- 带有测试计分量表



后视图

标准配置

- ☑ 铝制索勒曼测试台架 1个
- ☑ 带把手锁芯耶鲁锁 2把
- ☑ 钥匙 2把
- ☑ 测试硬币 4枚
- ☑ 大拉锁钱包 1个
- ☑ 小拉锁钱包 1个
- ☑ 大号积木 1个
- ☑ 小号积木 1个
- ☑ 标准测试熨斗 1个
- ☑ 螺丝刀 1把
- ☑ 十字螺丝 1个
- ☑ 弹簧十字螺丝 1个
- ☑ 备用弹簧 5个
- ☑ 螺母 4个
- ☑ 大号带盖罐体 1个
- ☑ 小号带盖罐体 1个
- ☑ 扣子测试衣 1件
- ☑ 不同规格的扣子 4个
- ☑ 培乐多彩泥 5盒
- ☑ 刀叉 1把
- ☑ 切刀 1把
- ☑ 切彩泥盘子 1个
- ☑ 大号弹力管状绷带 5件
- ☑ 中号弹力管状绷带 5件
- ☑ 书写夹板 1个
- ☑ 书写笔 3支
- ☑ 测试书写本 2本
- ☑ A4纸 100张
- ☑ C6信封 5个
- ☑ 大号回形针 10个
- ☑ 小号回形针 10个
- ☑ 对角手掌握式电话 1部
- ☑ 普利包果汁盒 1个
- ☑ 带手柄水壶 1个
- ☑ 测试茶杯 1个
- ☑ 移动储存箱 1个
- ☑ 计分量表 2本
- ☑ 说明书 1本

经销商:

贵州三易医疗器械有限公司

地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101大厦A座2220室

电话: 0851-84582800 / 18685016877

网址: www.sannyi.com 电邮: ks@sannyi.com